



# AES Ärzteservice Schwaben GmbH

IHR ALBIS VERTRIEBS- UND SERVICEPARTNER

## Täglicher Arbeitsstart mit ALBIS und der TI

Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll die einzelnen Komponenten täglich in nachfolgender Reihenfolge zu starten, um möglichen Fehlern vorzubeugen:

### 1. Konnektor einschalten

Ist dieser bereits an: Prüfen, ob Raute/Diamant auf dem Display des Konnektors bei TI grau befüllt ist.

### 2. PCs starten

### 3. ALBIS starten

### 4. SMC-B entsperren

Entsperrungsaufforderung am KT durch Karte einlesen oder manuell über extern > eGK > SMC/HBA aktivieren (ohne Transport PIN) >Arzt auswählen auslösen

### 5. eHBA stecken

Ist dieser bereits gesteckt: Einmal neu stecken und gelegentlich den goldenen Chip reinigen.

### 6. Komfortsignatur einschalten

*Hinweis: Die aktivierte Komfortsignatur gilt max. bis der eHBA gezogen wird, 24h oder 250 Signaturen und muss danach erneut aktiviert werden.*