



Bestandsprüfung während des Transports (sicherer Produkte)

Zusatzbestellung

Lagerndes Auto (Kennzeichen): HN - AS - 90

Empfänger der Lieferung:

Installationstermin:

Lieferumfang:

Stk.	Bezeichnung	Seriennummer oder Con. Nr. des Pakets
	KoCobox Med+ Konnektor	
	ORGA 6141 online - Stationäres eHealth Kartenterminal	
	Ingenico gSMC-KT	
	ORGA 930 M online FW4.x - Mobiles Kartenleseterminal	
	Firmware-Upgrade Karte für mobile ORGA Kartenleser im OPB	
	Sicherheitsschloss für TI Konnektor/eHealth Kartenterminal (Länge 1,8 m)	
	Kensington Lock	
	CHERRY-eGK-Tastatur G87-1505	
1	Gesamtpaket(e)	Con. Nr.

Bestandsprüfung zur Einhaltung der sicheren Lieferkette:

Dieses Protokoll ist zu führen, falls die Komponenten nicht direkt zum Empfänger gebracht werden, sondern die Fahrt z.B. aufgrund einer Pause oder einer anderen Installation unterbrochen wird. Anzugeben sind bspw. die folgende Gründe: 1 = "Rückkehr von einer Fahrtpause"; 2 = "Rückkehr nach einer TI-Installation"; 3 = "Übergabe an Kunden"; 4 = "Übergabe in sicheres Lager"; 5 = "Rückkehr nach Übernachtung"; 6 = "Paket ins Auto gebracht".

#	Datum der Überprüfung	Uhrzeit der Überprüfung	Grund der Überprüfung	Sind alle Siegel der o.g. Komponenten i.O.?	Unterschrift, Kürzel und ggf. Bemerkung der prüfenden Person
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Installationsdetails – Zusatz



Die TI-Installation wurde durchgeführt von:			
Kunde:			
BSNR:		NBSNR:	
Installationstag:			

Kenndaten KT 1:

Modell:	<input type="checkbox"/> ORGA 6141 online	<input type="checkbox"/> Cherry-Tastatur G87-1505
	<input type="checkbox"/> ORGA 930 M online	<input type="checkbox"/> Cherry eHealth-Terminal ST-1506
Seriennummer:	<input type="checkbox"/> enthält ___ SMC-B(s)	
IP-Adresse:	<input type="checkbox"/> BSNR <input type="checkbox"/> NBSNR	
Standort:		
ICCSN gSMC-KT:		

Kenndaten KT 2:

Modell:	<input type="checkbox"/> ORGA 6141 online	<input type="checkbox"/> Cherry-Tastatur G87-1505
	<input type="checkbox"/> ORGA 930 M online	<input type="checkbox"/> Cherry eHealth-Terminal ST-1506
Seriennummer:	<input type="checkbox"/> enthält ___ SMC-B(s)	
IP-Adresse:	<input type="checkbox"/> BSNR <input type="checkbox"/> NBSNR	
Standort:		
ICCSN gSMC-KT:		

Kenndaten KT 3:

Modell:	<input type="checkbox"/> ORGA 6141 online	<input type="checkbox"/> Cherry-Tastatur G87-1505
	<input type="checkbox"/> ORGA 930 M online	<input type="checkbox"/> Cherry eHealth-Terminal ST-1506
Seriennummer:	<input type="checkbox"/> enthält ___ SMC-B(s)	
IP-Adresse:	<input type="checkbox"/> BSNR <input type="checkbox"/> NBSNR	
Standort:		
ICCSN gSMC-KT:		

AUSLIEFERUNG VON GERÄTEN FÜR DIE TI



Hiermit beauftragt die CGM Deutschland AG

den DVO	AES Ärzteservice Schwaben GmbH
Anschrift	Silcherstraße 21, 74172 Obereisesheim

Zur Erbringung von Serviceleistungen

In der Institution	
Anschrift	
SAP-ID	
Datum	

Neu eingesetzter Konnektor KoCoBox MED+:

Seriennummer	
Firmware-Version	

Neu eingesetztes eHealth-Kartenterminal 1:

Modell	<input type="checkbox"/> Orga 6141 online <input type="checkbox"/> Orga 930 M online	<input type="checkbox"/> Cherry-Tastatur G87-1505 <input type="checkbox"/> Cherry eHealth-Terminal ST-1506
Seriennummer		
Firmware-Version		
ICCSN der eingesetzten gSMC-KT	<input type="checkbox"/> keine, weil mobiles Kartenterminal	

Neu eingesetztes eHealth-Kartenterminal 2:

Modell	<input type="checkbox"/> Orga 6141 online <input type="checkbox"/> Orga 930 M online	<input type="checkbox"/> Cherry-Tastatur G87-1505 <input type="checkbox"/> Cherry eHealth-Terminal ST-1506
Seriennummer		
Firmware-Version		
ICCSN der eingesetzten gSMC-KT	<input type="checkbox"/> keine, weil mobiles Kartenterminal	

Neu eingesetztes eHealth-Kartenterminal 2:

Modell	<input type="checkbox"/> Orga 6141 online <input type="checkbox"/> Orga 930 M online	<input type="checkbox"/> Cherry-Tastatur G87-1505 <input type="checkbox"/> Cherry eHealth-Terminal ST-1506
Seriennummer		
Firmware-Version		
ICCSN der eingesetzten gSMC-KT	<input type="checkbox"/> keine, weil mobiles Kartenterminal	

Bitte zugehörige Seite „Checklisten“ beachten.

Checklisten

- TI-Rollout-Client eingerichtet und probeweise gestartet. Einverständniserklärung für die Einrichtung des TI-Rollout-Client unterzeichnet (ist vom DVO an CGM weiterzuleiten).

Checkliste Integrität

- Integritätscheck KoCoBox MED+ wurde durchgeführt (Verpackung, Sicherheitssiegel)
- Integritätscheck Kartenterminal(s) wurde durchgeführt (Verpackung, Siegelband)

Checkliste Sicherheit

Konnektor

- Sichere Einsatzumgebung und Zugriffsschutz auf Konnektor sind gewährleistet.

Kartenterminal

- Die Installation wurde nach Vorgabe der zum Installationszeitpunkt gültigen Version des CGM-TI-Handbuchs durchgeführt.
- Eventuell notwendige Firmware-Updates für das ORGA 6141 online wurden in allen [] Geräten vor der TI-Integration erfolgreich eingespielt (erkennbar durch Markierung auf der OVP).

Checkliste Einweisung des Institutionspersonals

- Auf vertraulichen Umgang mit Kennwörtern / PINs wurde hingewiesen, Kenndaten für getauschte Geräte wurden übergeben (Konnektor: Passwort / eHKT: Admin-PIN)
- Das Merkblatt „Wichtige Kenndaten und Zugangsdaten der Institution“ wurde für die neuen Geräte aktualisiert (sofern nötig).
- ICCSNs der SMC-B-Karten: []

Checkliste Installation Betriebsbereitschaft

- TLS aktiviert? JA NEIN SIS aktiviert? JA NEIN
- Bestandsnetze wurden nach Vorgabe der gematik aktiviert.
 - Neustart des Konnektors nach Durchführung aller Installationsschritte und abschließender Funktionstest erfolgreich durchgeführt.

Kommentare

Zeitraum von [] bis []

Datum

Unterschrift Institution und Stempel

Unterschrift DVO Techniker

